


**Ref. 01326** - Recambio Mopa Microfibra Terry Wet 50 cm.



**Aplicaciones:** Recambio de mopa de microfibra Terry Wet de 50 cm recomendada para una perfecta limpieza y desinfección en el medio hospitalario y lugares donde se recomienda un elevado nivel de limpieza. Ideal para utilizar con el Sistema LCM.

Medidas	Envase	Caja
50 cm.	Uni.	20 Uni.

**Áreas de uso:**



**Recomendaciones de uso:**



**Características generales:**

- Con aletas y bolsillos. Se puede utilizar tanto con Soportes "Manos libres" (Ref. 00961), a los que se engancha a través de los bolsillos, como con los Soportes Wet (Ref. 00956) a los que se engancha a través de las aletas.
- Gracias a su sistema especial de tejido "double faced" tiene doble función. Los filamentos de color azul claro se encargan del secado y abrillantado mientras que los microfilamentos de color azul oscuro son los que realizan la función de fregado.
- Desinfección en el medio hospitalario o donde se precise de un grado de desinfección elevado.

**Especificaciones técnicas:**

- **Composición:** Base: 100% Microfibra (70%PES - 30%PA).  
Lona, aletas y bolsillos: Poliéster.

- **Medidas:** 50x15 cm.

**Presentación:**

- **Embalaje:** 20 unidades por caja.
- **Código de barras:** N°EAN 8424559013267.
- **Dimensiones embalaje:** 41x57x13 cm. - 0,0303 m<sup>3</sup>. (± 10 %).
- Todos los envases y embalajes son reciclables.

"La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto."